

	CHECK LIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCUBADORA E ESTUFA	FM-410
		Rev. : 00
		Pág: 1/2

MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCUBADORA CÂMARA FRIA E ESTUFA				
INCUBADORA / ESTUFA MODELO.	SÉRIE.	TAG.	N° OS.	
ITENS	VERIFICADO	SUBSTITUIDO	OBSERVAÇÕES	
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR				
FUNCIONAMENTO				
LIMPEZA				
LUBRIFICAÇÃO				
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO				
LIMPEZA DO CONDENSADOR				
MICROMOTOR C/ HÉLICE				
CORRENTE COMPRESSOR				
EFICIÊNCIA				
PAINEL DE CONTROLE				
TESTES DAS FUNÇÕES				
TESTES DE SENSIBILIDADE DO VISOR OU TECLAS				
VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO				
VERIFICAÇÃO DA SAÍDA DE CONTROLE E RETRANSMISSÃO				
SENSORES				
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE				
SUBSTITUIÇÃO DOS TERMINAIS				
COMPARAÇÃO COM SENSOR CALIBRADO				
VEDAÇÕES				
INTEGRIDADE				
REGULAGEM DA PORTA				
DOBRADIÇAS				
MAÇANETAS				
LIMPEZA				
PARTE INTERNA				
PARTE EXTERNA				
DRENO				
VIDROS				
PARTE ELÉTRICA				
INTEGRIDADE DOS FIOS				
CONEXÕES				
COMPONENTES				
ACOMPANHADO POR. ASS. PADRÃO UTILIZADO. TAG. PADRÃO UTILIZADO. TAG. PADRÃO UTILIZADO. TAG.		CARGO.		



CHECK LIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCUBADORA E ESTUFA

FM-410

Rev. : 00

Pág: 2/2

DATA

TÉCNICO