

CHECK LIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA BANHO MARIA

FM-411

Rev.:00

Pág:1/1

MANUTENÇÃO PREVENTIVA BANHO MARIA

BANHO MARIA MODELO		SÉRIE		Nº OS	
	VERIFICADO	SUBSTITUIDO	OBS		
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO D'AGUA					
VERIFICAÇÃO DO MOTOR					
VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA					
VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO					
PAINEL DE CONTROLE					
TESTE DAS FUNÇÕES					
TESTES DE SENSIBILIDADE DO VISOR E OU TECLAS					
VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE CONFIGURAÇÃO					
VERIFICAÇÃO DA SAIDA DE CONTROLE E RETRANSMISSÃO					
SENSORES					
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE					
SUBSTITUIÇÃO DOS TERMINAIS					
COMPARAÇÃO COM SENSOR CALIBRADO					
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE					
LIMPEZA					
PARTE INTERNA					
PARTE EXTERNA					
DRENO					
PARTE ELETRICA					
INTEGRIDADE DOS FIOS					
CONECTORES					
COMPONENTES					
ACOMPANHADO POR.....		CARGO.....			
DATA.....		TÉCNICO.....			