

	CHECK LIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCUBADORA E ESTUFA	FM-410
		Rev.: 00
		Pág: 1/1

MANUTENÇÃO PREVENTIVA INCUBADORA CÂMARA FRIA E ESTUFA
--

INCUBADORA / ESTUFA MODELO.	SÉRIE.	TAG.	N° OS.
ITENS	VERIFICADO	SUBSTITUIDO	OBSERVAÇÕES
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR			
FUNCIONAMENTO			
LIMPEZA			
LUBRIFICAÇÃO			
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO			
LIMPEZA DO CONDENSADOR			
MICROMOTOR C/ HÉLICE			
CORRENTE COMPRESSOR			
EFICIÊNCIA			
PAINEL DE CONTROLE			
TESTES DAS FUNÇÕES			
TESTES DE SENSIBILIDADE DO VISOR OU TECLAS			
VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO			
VERIFICAÇÃO DA SAÍDA DE CONTROLE E RETRANSMISSÃO			
SENSORES			
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE			
SUBSTITUIÇÃO DOS TERMINAIS			
COMPARAÇÃO COM SENSOR CALIBRADO			
VEDAÇÕES			
INTEGRIDADE			
REGULAGEM DA PORTA			
DOBRADIÇAS			
MAÇANETAS			
LIMPEZA			
PARTE INTERNA			
PARTE EXTERNA			
DRENO			
VIDROS			
PARTE ELÉTRICA			
INTEGRIDADE DOS FIOS			
CONEXÕES			
COMPONENTES			
ACOMPANHADO POR.	CARGO.	ASS.	
PADRÃO UTILIZADO.....	TAG.....		
PADRÃO UTILIZADO.....	TAG.....		
PADRÃO UTILIZADO.....	TAG.....		
DATA.	TÉCNICO.		