

CHECK LIST MANUTENÇÃO PREVENTIVA BANHO MARIA

FM-411

Rev.:00

Pág:1/1

MANUTENÇÃO PREVENTIVA BANHO MARIA

BANHO MARIA MODELO	SERIE	N° OS	
	VERIFICADO	SUBSTITUIDO	OBS
SISTEMA DE CIRCULAÇÃO D'AGUA			
VERIFICAÇÃO DO MOTOR			
VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA			
VERIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO			
PAINEL DE CONTROLE			
TESTE DAS FUNÇÕES			
TESTES DE SENSIBILIDADE DO VISOR E OU TECLAS			
VERIFICAÇÃO DOS PARAMETROS DE CONFIGURAÇÃO			
VERIFICAÇÃO DA SAIDA DE CONTROLE E RETRANSMISSÃO			
SENSORES			
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE			
SUBSTITUIÇÃO DOS TERMINAIS			
COMPARAÇÃO COM SENSOR CALIBRADO			
VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE			
LIMPEZA			
PARTE INTERNA			
PARTE EXTERNA			
DRENO			
PARTE ELETRICA			
INTEGRIDADE DOS FIOS			
CONECTORES			
COMPONENTES			
ACOMPANHADO POR	CARGO		
DATA	TÉCNICO		